

恒商科技



MetaFormosa
UserManual
操作手冊

ME TA
HS HUAN SHANG
TECHNOLOGT CORP.

內容


使用步驟	2
開啟進入	2
視窗調整.....	3
選擇目錄.....	4
畫面分割.....	5
選擇照片.....	6
功能介紹	7
放大縮小.....	7
全選.....	8
移動.....	9
快照儲存.....	10
馬賽克	12
格線.....	13
連動.....	15
PPT 輸出.....	19

系統要求


使用步驟

開啟進入


桌面雙擊開啟 MataFormosa




使用者輸入“ admin” 密碼輸入“ 1234” 後點選登入



視窗調整




選擇要呈現的視窗比例 4:3 或 16:9




選擇目錄

點擊 **選擇目錄** 選擇要開啟的資料夾，選取後會將照片帶入左方目錄。

※ 注意:資料夾內分層，不得超過兩層。




畫面分割




選擇要呈現的畫面格式

左右排列或上下排列

選擇照片




點選第一張照片縮圖，該照片會呈現在左邊




點選第二張照片縮圖，該照片會呈現在右邊

功能介紹


放大縮小




點選左邊照片並向後滑動滾輪，可將照片縮小，點選右邊照片並向前滑動滾輪，可將照片放大，




全選




點選全選  後，兩張照片可以同時放大縮小，另外在結束連動前也需點選全選，以利消除連動產生之兩條線段。




移動




點選移動  在按住照片拖曳，可將照片移動至想要的位置。




快照儲存



點選快照儲存




選擇儲存路徑




點選 **OK** 系統在指定資料夾，會產生三張照片供使用。




馬賽克



點選馬賽克  再用滑鼠點在要產生馬賽克位置的左上方，拖曳滑鼠至結束的右下方，系統會產生一橢圓形的馬賽克。




格線




點選格線  系統會在兩畫面上產生兩分割的格線，供用戶對齊之用







點選 **格線** **2** 的  可增減格線的數量，可以凸顯術前術後的變化。




連動




點選連動  將滑鼠移至照片上，會出現⁺代表進入連動模式，先將+的中心點點到左邊照片起點拖曳終點拉一線段(線段與水平線不超過 10°系統自動將其調為水平，垂直也一樣，如果超過則視為斜線，不會調整)




再於右邊照片相對位置拉一線段，左邊的照片會依據右邊的線段改變大小與角度，如果有所差距，請用滑鼠點在黃色線段頂端的圓圈拖曳調整位置，調整到兩邊相同位置，就可以得到兩張大小及角度一致的BA照了。




滾動滾輪調整大小，移動一照片另一張會跟著移動，可以得到想要的大小與位置。



點選全選




再點選連動




OK

點選


在兩照片上的參考線段會去除掉。




PPT 輸出




點選 PPT 輸出  系統會開啟 Microsoft Power Point 並將剛剛排版好的照片帶入。



也可以加上馬賽克



再輸出 PPT



播放





搭配 16:9 的螢幕正好滿版於螢幕上。

如果視窗調整選擇 4:3 而螢幕也是 4:3 也會正好滿版於螢幕上。